

VRN Q5 Onderhoudshandleiding voor het parodontale behandelapparaat

1. Dagelijks onderhoud

1.1 Na de wortelkanaalbehandeling moet het medische water worden vervangen door gedestilleerd water. Draai de knop voor de watervolumeregeling naar de maximale stand, trap meer dan 30 seconden op het pedaal om het handstuk te reinigen en herhaal dit een of twee keer.

1.2 Na de behandeling schroeft u de scaler-tip los met een sleutel, veegt u het handstuk en het oppervlak van de scaler-tip af met een watje met alcohol om bloedvlekken te verwijderen. Spoel de kop van het handstuk en het insteekgedeelte af met schoon water en spoel vervolgens het gehele handstuk af. Blaas het handstuk na het spoelen droog met een driewegspuit en plaats het in een desinfectiebox voor desinfectie.

1.3 Schakel na de behandeling de stroom uit, controleer of het hoofdapparaat is uitgeschakeld, spoel het oppervlak van de aansluitkabel af met schoon water, blaas deze droog met een driewegspuit en hang het apparaat terug aan de beugel.

2. Regelmatig onderhoud

2.1 Het wordt aanbevolen om het LED-lampje en de lichtgeleider van het handstuk wekelijks te demonteren en te reinigen. Schroef het voorste deel van het handstuk los, reinig achtereenvolgens de voorste behuizing, de lichtgeleider en het LED-lampje, en blaas ze droog met een driewegspuit. Zet ze vervolgens weer in elkaar en plaats ze in de desinfectiebox voor desinfectie.

2.2 Als de draadloze voetschakelaar lange tijd niet wordt gebruikt, moet de batterij worden verwijderd.

2.3 Reinig het oppervlak van de watertank regelmatig om te voorkomen dat kalkaanslag de wateruitlaat verstopt.

3. Desinfectie-instructies

3.1 Het handstuk, de scalerpunt en de sleutel worden gesteriliseerd bij een hoge temperatuur van 134 °C en onder hoge druk. Gebruik vóór de sterilisatie perslucht om de in het handstuk achtergebleven vloeistof weg te blazen; het wordt aanbevolen om sterilisatiezakken te gebruiken voor de sterilisatie.

3.2 Zorg er bij het steriliseren voor dat u de scalerpunt van het handstuk verwijdert en vermijd dat deze met andere instrumenten voor sterilisatie wordt gemengd.

Let bij het gezamenlijk steriliseren van de scalerpunt en het handstuk op eventuele uiterlijke beschadigingen aan het handstuk. Het is ten strengste verboden om beschermende olie op het oppervlak van het handstuk aan te brengen.

3.3 Als u alcohol gebruikt voor desinfectie, doordrenk dan een stuk schoon, droog gaas met 75% ethanol-desinfectiemiddel en veeg vervolgens met het gaas het oppervlak van het te desinfecteren onderdeel tweemaal gedurende 3 minuten af. Laat het op natuurlijke wijze aan de lucht drogen of veeg eventueel achtergebleven desinfectiemiddel weg met een schone, droge doek.

4. Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

4.1 Over het algemeen wordt aanbevolen om het apparaat telkens ongeveer 30 minuten te gebruiken om vermoeidheid te voorkomen.

4.2 Het handstuk en de aansluiting van de aansluitkabel moeten droog blijven wanneer ze zijn aangesloten.

4.3 Trek het handstuk niet los terwijl het voetpedaal wordt ingedrukt en het product trilt.

4.4 Bij gebruik van de functie voor wortelkanaalbehandeling wordt aanbevolen om het vermogen

vanaf niveau 1 in te stellen en dit langzaam te verhogen tot niveau 3.

4.5 Bij het plaatsen van de wortelkanaalscaler-tip moet deze stevig worden vastgedraaid. Oefen geen zware druk uit bij het doorspoelen van het wortelkanaal. Trap niet op het voetpedaal wanneer de wortelkanaalvrij niet in het wortelkanaal is geplaatst.

4.6 Wanneer het vloeistofpeil in de waterfles onder de ondergrens komt, vul deze dan tijdig bij om de vloeistofdoorvoer vrij te houden.

4.7 Het is ten strengste verboden het handstuk op de volgende manieren te desinfecteren: het handstuk koken in een oplossing; het handstuk onderdompelen in desinfectiemiddelen zoals jodium, alcohol, glutaraaldehyde, enz.; het bakken in een oven of magnetron bij hoge temperatuur.

5. Bescherming en opslag

5.1 Dit product moet zorgvuldig worden bewaard, uit de buurt van trillingsbronnen, en moet worden geïnstalleerd of bewaard op een koele, droge en goed geventileerde plaats.

5.2 Bewaar het niet samen met giftige, bijtende, brandbare of explosieve voorwerpen.

5.3 Wanneer dit product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, dient het eenmaal per maand gedurende telkens 5 minuten in- en uitgeschakeld te worden.

5.4 Dit product moet worden opgeslagen in een omgeving met een temperatuur van -20 °C tot 55 °C, een relatieve vochtigheid van 10% tot 90% en een atmosferische druk van 70 kPa tot 106 kPa.