AIXIN MEDICAL GEBRUIKERSHANDLEIDING

oyodental.nl

AX-J4
Polijstdraaibank
met afzuigkast



Beschrijving:

De AX-J4 polijstdraaibank met afzuigkast is bedoeld voor het polijsten en glanspolijsten van gietstukken. De machine biedt de volgende voordelen: laag geluidsniveau, hoge rotatiesnelheid en eenvoudige bediening. De machine is voorzien van een veiligheidsvoorziening, verlichting en een vacuümslang. De vacuümslang kan rechtstreeks worden aangesloten op een stofafzuiginstallatie voor stofvrij werken. De motor en de veiligheidsvoorziening zijn in de machine ingebouwd, waardoor deze gemakkelijker te vervoeren is. De voordelen van de afzuigbox zijn: laag geluidsniveau, compact formaat en krachtige zuigkracht; bovendien is de machine zeer gemakkelijk te vervoeren, te bedienen en schoon te maken.

Specificaties:

Voedingsspanning	AC 220 V / 110 V 50 Hz / 60 Hz ±10%
Vermogen (polijstmachine)	600 W
Vermogen (afzuigkast)	270 W
Diameter vacuümleiding	¢ 40
Toerental motor (zuigbak)	3000 tpm
Afmetingen (zuigbox)	62 × 41 × 42 (cm)
Afmetingen (polijstmachine)	30 × 20 × 22 (cm)

Gebruiksaanwijzing:

1. Controleer na het uitpakken of alle accessoires in de doos zitten en lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.
2. Controleer of de schroeven los zitten en draai ze vast.
3. Deze machine is voorzien van twee beschermende acrylglazen; de hoeken kunnen door de gebruiker worden aangepast.
4. Draai de as van de polijstschijf voor gebruik rond; er mag geen wrijving zijn. Als dat wel het geval is, controleer dan de machine en los de problemen op voordat u deze gebruikt.
5. Zet de hoofdschakelaar aan; het lampje moet gaan branden. Zet vervolgens de motorschakelaar aan; de motor moet dan gaan draaien.
6. Stofverwijdering: open het deurtje aan de linkerkant en haal de stofkamer eruit; verwijder vervolgens het stof.

Waarschuwingen:

1. Gebruikers moeten de beschermglazen opzetten wanneer ze met een polijstwiel polijsten, en de afzuigkast moet zijn aangesloten.
2. Deze machine moet om de dertig minuten worden uitgeschakeld; start de machine pas opnieuw op als de motor is afgekoeld, anders kan de motor beschadigd raken.
3. Reinig de stofbak regelmatig, anders wordt de zuigkracht aangetast.

Toebehoren:

Handleiding	1

Neem contact met ons op
E-mailadres:
Oyodental.nl@gmail.com
Telefoonnummer: +86-023-68438829
Officiële website: https://www.oyodental.nl/

oyodental.nl