AIXIN MEDICAL GEBRUIKERSHANDLEIDING

EM-DC2

Matrijs-scheidingsunit

oydental.nl



Beschrijving:

Dit apparaat wordt gebruikt in tandtechnische laboratoria en is de ideale uitrusting voor het zagen van tandheelkundige modellen. Deze machine kan de traditionele handzagen vervangen.

De EM-DC2-scheidingsmachine kenmerkt zich door een hoge rotatiesnelheid, een constant toerental en een verstelbare modelhouder. Het ingebouwde verlichtingssysteem en de positioneringslaserstraal zorgen voor nog meer nauwkeurigheid. De diamantgipsschijf van DFS Duitsland garandeert een uitstekende productkwaliteit.

Specificaties:

Voeding:	220 V/110 V 50/60 Hz
Stroomverbruik:	110 W
Rotatiesnelheid:	3.500 tpm
Schijfafmetingen:	80 mm/16 mm/0,25 mm (buitendiameter/binnendiameter/dikte)
Optionele accessoires:	Stofafzuiging (referentie AX-SUPER800, AX-MX800)
Afmetingen:	42 cm x 30 cm x 37 cm (H x B x D)
Verzendafmetingen:	50 cm x 38 cm x 45 cm (H x B x D)
Gewicht:	30 kg

Gebruiksaanwijzing:

1. Pak het pakket uit en sluit de stekker aan op het stopcontact.
2. Druk op de aan/uit-knop; het apparaat staat nu in de stand-bymodus.
3. Plaats het model op de houder en zet de houder vast op het apparaat door aan de schakelaar te draaien.
4. Druk op de knop 'Position', de positie-indicator gaat branden en het laserlicht wordt ingeschakeld.
5. Gebruik het laserlicht om het model te positioneren en zet de positie vast door aan de hendel te draaien.
6. Druk op de 'Light'-knop; het lampje gaat branden. Houd de zaaghendel met uw rechterhand vast, druk op de rode knop en zaag vervolgens het model door.
7. Laat de hendel los naar de oorspronkelijke positie en druk nogmaals op de knop om de motor te stoppen. Verwijder het model uit de houder. Zet alle schakelaars uit.

oyodental.nl

Waarschuwing:

1. De machine moet correct geaard zijn.
2. De machine moet op een koele en open plek worden geplaatst; de temperatuur mag niet hoger zijn dan 30 °C.
3. Volg punt 5 van de instructies strikt op met betrekking tot het bevestigen van het model.
4. Raak het mes tijdens het snijden niet aan. Snijd geen andere materialen dan het gipsmodel.
5. Zorg ervoor dat het laserlicht niet in de ogen van mensen wordt gereflecteerd.
6. Vanwege de hoge snelheid van het snijmes kan er tijdens het snijproces stof vrijkomen; het wordt aanbevolen om bij deze machine een stofafzuiger te gebruiken.

Inhoudslijst:

Gebruikershandlei
ding x1 Zaagblad
x1 Machine x1
Netsnoer ×1
Zaagblad ×1

oyodental.nl