DP-10 Onderhoudshandleiding

Om de goede werking en een lange levensduur van de luchtpolijster te garanderen en om de werkefficiëntie en de veiligheid tijdens het gebruik te verbeteren, is het noodzakelijk om het apparaat te onderhouden volgens de richtlijnen.

1. Dagelijks onderhoud

1.1 Reinig de luchtpolijster onmiddellijk na elk gebruik. Giet het overtollige profylaxepoeder weg, druk vervolgens op het pedaal en laat het apparaat ongeveer 30 seconden ventileren om het resterende poeder in de leiding te verwijderen. Dit voorkomt verstopping en verlengt de levensduur van de luchtpolijster.

1.2 Het in de apparatuur gebruikte profylaxepoeder moet droog zijn en een uniforme deeltjesgrootte hebben, om te voorkomen dat afwijkend profylaxepoeder de zandafgifte en het zandstraaleffect van de apparatuur beïnvloedt.

2. Regelmatig onderhoud

2.1 De luchtpolijster moet regelmatig worden ontstopt. Dit kan door met een medisch spuitpistool door het mondstuk te blazen of door een zandstraalnaald te gebruiken. Als de verstopping ernstig is, dompel het zandstraalhandstuk dan 15 minuten in heet of kokend water voordat u het ontstopt.

2.2 Controleer regelmatig de toestand van de leidingen of de leidingen van de zandtank om ervoor te zorgen dat de leidingen droog en vrij van vocht blijven.

3. Inspectie en vervanging van accessoires

3.1 Controleer regelmatig de aansluiting van de luchtpolijster, de poedertank van de luchtpolijster, de snelkoppeling en andere accessoires om er zeker van te zijn dat de afdichtringen op de betreffende plaatsen intact zijn. Indien ze versleten of beschadigd zijn, moeten ze tijdig worden vervangen om te voorkomen dat de schaal- en zandstraaleffecten worden beïnvloed.

3.2 Schud het preventiepoeder gelijkmatig volgens de instructies voordat u het in de zandtank giet.

4. Bescherming en opslag

De luchtpolijster en het profylaxepoeder moeten op een droge en goed geventileerde plaats worden bewaard om vocht en corrosie te voorkomen. Tegelijkertijd moeten de hoofdeenheid, handstukken en watertank enz. worden beschermd tegen stoten en beschadiging.

oyodental.nl